

- I modelli di Dermalroller sono cambiati. Al posto di 192 aghi in 8 file ora disponiamo di uno strumento con **162 aghi in 9 file**. Questo cambiamento è stato introdotto per migliorare la penetrazione degli aghi senza ricorrere ad una maggiore pressione della mano; infatti aumentando nella giusta misura la distanza degli aghi tra loro ottimizziamo l'angolo di penetrazione.
- E' inoltre disponibile una **maschera post-trattamento needling** particolarmente efficace. E' una maschera raffreddante la cui funzione è quella di ampliare l'effetto anticongestionante. Per migliorare l'efficacia può essere applicata a temperatura "frigorifero". Contiene, tra l'altro, Acido Ialuronico e Pentapeptide. Dopo il trattamento Dermalroller i canali nello strato corneo restano aperti per circa 15 minuti con conseguente disidratazione della cute. La maschera non solo supplisce alla disidratazione ma fornisce acido Ialuronico per l'idratazione profonda della cute. L'effetto visibile che si avrà applicando la maschera sarà la riduzione del rossore, e una pelle immediatamente ben idratata **senza il contributo di alcun farmaco**. Inoltre noterà che la soddisfazione del paziente sarà molto alta.



Alpha Strumenti Srl
Via Volontari del Sangue, 4
20066 Melzo - Italia
tel. +39-02-95738540
fax +39-02-9551815
www.alphastrumenti.com - www.dermalroller.it